




LEGIONELLEN-PNEUMONIE

AlphaBioScreen® Legionella Antigen Urine Rapid Test



Immunchromatographischer Schnelltest



Qualitativer Nachweis von *Legionella pneumophila* Serogruppe I Antigen

EINFACH



Zuverlässig




Schnell

AlphaBioScreen® Legionella

Antigen Urine Rapid Test

- Einfache Handhabung
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Nicht-invasiv
- Nur 1 Arbeitsschritt
- Positiv- und Negativkontrolle enthalten
- Sensitivität: 95,74%
- Spezifität: 97,73%
- Visuelle Auswertung **oder**



Automatische Auswertung mit CUBE® Reader:

- Zuverlässige Erkennung schwacher Banden
- Klare Ergebnis-Anzeige
- Kompaktes Design (41 x 41 x 40 mm)
- Kurze Messdauer: 3 Sekunden
- Speicherkapazität: 100 Tests
- Datums- und Uhrzeitanzeige
- Interne Batterie; Betrieb auch über USB möglich

Optional: Messdaten-Sicherung (inklusive Patientendaten) mit zusätzlicher Software

Legionella Rapid-DE-04-2020



Hauptstraße 54
D – 64560 Riedstadt
WEB: www.AlphaScience.de

+49 (0) 6158-74 804-0
+49 (0) 6158-74 804-22
customerservice@alphascience.de