

Pipetten der „Premium Linie“

Diese Serie von Ein- und Mehrkanalpipetten sind zum Pipettieren mit absoluter Richtigkeit und Präzision für flüssige Proben entwickelt worden. Die von unserem Hersteller verwendeten Materialien (Edelstahl, PVDF, Teflon) zeichnen sich durch stabile Formgebung, optimale Widerstandsfähigkeit sowie geringes Gewicht aus.

Auch für die Forderung nach einfacher Dekontamination sind diese Pipetten erste Wahl. Die gesamte Pipette kann zerlegt bei 121°C autoklaviert werden. Alle Pipetten können durch das beiliegende Kalibrierwerkzeug direkt im Labor nachjustiert werden. Die Kalibrierung wird auch nach wiederholtem Autoklavieren nicht beeinträchtigt. Durch die universelle Bauweise der Schaftspitze können auch Pipettenspitzen anderer führender Hersteller verwendet werden.

Die Pipetten werden im Rahmen der Prüfmittelüberwachung gemäß der EN ISO 8655 kalibriert, jeder Pipette liegt werksseitig ein Zertifikat bei. Der Hersteller ist nach DIN EN ISO 9001: 2000 zertifiziert.

Selbstverständlich erfüllen die Pipetten die IvD-Richtlinie (CE-mark) 98/79/EG. Verschiedene Modelle mit langer Lebensdauer bei niedrigem Eigengewicht und schneller leichter Volumeneinstellung decken alle benötigten Standardvolumina von 0,5µl bis zu 5ml im Routinelabor ab. Alle „Premium Line“ Pipetten bieten erstklassige Genauigkeit und Präzision, bitte fragen Sie uns nach den Datenblättern.



Zusätzlich bieten wir speziell auf diese Pipetten abgestimmte RNase-, DNase- und Pyrogen- freie „BioFree“ Pipettenspitzen in 96er Rack-Verpackungen.



ALPHASCIENCE GmbH

Kammerhofweg 12k

D - 64560 Riedstadt

Tel: 06158-975 569

Tel: 06158-975 576

E-Mail: info@AlphaScience.de

www.AlphaScience.de

Einkanal Pipetten

Mit variabler Volumeneinstellung, voll autoklavierbar und nachkalibrierbar.
Acht robuste Modelle decken den Volumenbereich von 0,1 µl bis 10.000 µl ab.

Best. Nr.	Format	Bezeichnung	Preis in €
LBNAA2	0,1 µl – 2,0 µl	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,01 µl	150,00 €
LBNAA10	0,5 µl – 10 µl	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,1 µl	150,00 €
LBNAA20	1 µl – 20 µl	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,1 µl	150,00 €
LBNAA100	10 µl – 100 µl	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	150,00 €
LBNAA200	20 µl – 200 µl	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	150,00 €
LBNAA1000	100 µl – 1 ml	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 10 µl	150,00 €
LBNAA5000	1 ml – 5 ml	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 100 µl	150,00 €
LBNAA10000	1 ml – 10 ml	Einkanal Pipette mit variablem Volumen in Schrittweiten von 100 µl	150,00 €

Profi Set-3/01 : 4 der oben aufgeführten Einkanal Pipetten zum Set-Preis von 475,00 €

Profi Set-5/01 : 5 der oben aufgeführten Einkanal Pipetten zum Set-Preis von 575,00 €

Mehrkanalpipetten mit 8 Kanälen

Mit variabler Volumeneinstellung

Best. Nr.	Format	Bezeichnung	Preis in €
LBNC810	1 µl – 10 µl	Mehrkanalpipette mit 8 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,1 µl	295,00 €
LBNC850	5 µl – 50 µl	Mehrkanalpipette mit 8 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,5 µl	295,00 €
LBNC8100	20 µl – 200 µl	Mehrkanalpipette mit 8 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	295,00 €
LBNC8300	50 µl – 300 µl	Mehrkanalpipette mit 8 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	295,00 €

Profi Set-2/08 : 2 der oben aufgeführten 8 Kanalpipetten zum Set-Preis von 520,00 €

Mehrkanalpipetten mit 12 Kanälen

Mit variabler Volumeneinstellung

Best. Nr.	Format	Bezeichnung	Preis in €
LBNC1210	1 µl – 10 µl	Mehrkanalpipette mit 12 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 0,1 µl	355,00 €
LBNC1250	5 µl – 50 µl	Mehrkanalpipette mit 12 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	355,00 €
LBNC12100	20 µl – 200 µl	Mehrkanalpipette mit 12 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	355,00 €
LBNC12300	50 µl – 300 µl	Mehrkanalpipette mit 12 Kanälen mit variablem Volumen in Schrittweiten von 1 µl	355,00 €

Profi Set-2/12 : 2 der oben aufgeführten 12 Kanalpipetten zum Set-Preis von 620,00 €