



# SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest



**Testergebnis in 15 min**



**Einfache Handhabung ohne zusätzliche Labortechnik**



**Für eine schnelle Entscheidung vor Ort**

# SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

**Einfach - Schnell - Zuverlässig**

**Kassetten-Schnelltest zum qualitativen Nachweis  
des Nukleokapsid-Antigens von SARS-CoV-2**

- Testergebnis in 15 min
- Für symptomatische und asymptomatische Patienten
- Anwendung durch Fachpersonal
- Einfache, visuelle Auswertung
- Für die direkte Verwendung nasopharyngealer Abstriche
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Vollständiger Kit inkl. Abstrich-Tupfer
- Sensitivität: 96,72%
- Spezifität: 99,22%
- Gesamtgenauigkeit: 98,74%



**Artikelbezeichnung**

*Coronavirus Antigen Schnelltest*

**Artikel-Nr.**

*GCCOV-502a*

**Testanzahl**

*20 Tests/Kit*

SARS-CoV-2 Antigen / 29.10.2020



Hauptstraße 54

D – 64560 Riedstadt

WEB: [www.AlphaScience.de](http://www.AlphaScience.de)

☎ 06158-74 804-0

☎ 06158-74 804-22

✉ [customerservice@alphascience.de](mailto:customerservice@alphascience.de)