

Schneller Nachweis einer invasiven pulmonalen Aspergillose


Aspergillus-Schnelltest *Asp*LFD



- ✓ Einfach
- ✓ Schnell
- ✓ Spezifisch für aktive Aspergillose
- ✓ Alle Aspergillus-Spezies inkl. *A. terreus*
- ✓ Minimale Geräteausstattung
- ✓ 1 Probe = 1 Test

**Dokumentierbare Auswertung
- auch schwächster Banden -
mit dem wahrscheinlich kleinsten LAF-Reader**

Testablauf



Ihre Vorteile – schnell, spezifisch und einfach in der Anwendung:

- Inkubationszeit: 15 - 30 Minuten
- Einfache Pipettierschritte
- Keine Kalibratoren notwendig: 1 Test = 1 Probe
- Keine teure Geräteausstattung
- Nachweis von *Aspergillus* im aktiven Wachstum; keine Kreuzreaktion mit anderen Mykosen oder inaktiven Sporen (Ausnahme: geringe Kreuzreaktivität mit einigen *Penicillium* Spezies)
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Probenmaterial: Serum oder BAL
- Keine Medikamentenstörungen durch die üblichen Antimykotika und die meisten Antibiotika
- Zahlreiche Publikationen sowie ausführliche klinische Untersuchungen und Daten
- Einfache, schnelle, sicherere und dokumentierbare Auswertung mit dem CUBE LAF-Reader

❖ ***Aspergillus-Schnelltest (20 Testkassetten pro Kit)***

Bestell-Nr. : OLM1906

AspLFD-04-2019



Hauptstraße 54
D – 64560 Riedstadt
WEB: www.AlphaScience.de

☎ 06158-74 804-0
☎ 06158-74 804-22
✉ customerservice@alphascience.de