



SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

NEU:
Testung jetzt auch mit Abstrichen
aus dem vorderen Nasenbereich!



Testergebnis in 15 min



Einfache Handhabung ohne zusätzliche Labortechnik



Für eine schnelle Entscheidung vor Ort

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Einfach - Schnell - Zuverlässig

**Kassetten-Schnelltest zum qualitativen Nachweis
des Nukleokapsid-Antigens von SARS-CoV-2**

- Testergebnis in 15 min
- Für symptomatische und asymptomatische Patienten
- Anwendung durch Fachpersonal
- Einfache, visuelle Auswertung
- Für die direkte Verwendung nasaler oder nasopharyngealer Abstriche
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Vollständiger Kit inkl. Abstrich-Tupfer
- Sensitivität: 96,72%
- Spezifität: 99,22%
- Gesamtgenauigkeit: 98,74%



Artikelbezeichnung

Coronavirus Antigen Schnelltest

Artikel-Nr.

GCCOV-502a

Testanzahl

20 Tests/Kit

SARS-CoV-2 Antigen / 18.02.2021



Hauptstraße 54

D – 64560 Riedstadt

WEB: www.AlphaScience.de

☎ 06158-74 804-0

☎ 06158-74 804-22

✉ customerservice@alphascience.de